


TOSHIBA

Leading Innovation >>>



Imagerie Hybride :Infinix 4D CT
Aquilion ONE : voir et traiter ?

Scanners Volumiques Dynamiques de seconde génération



BASE INSTALLEE

Total: 14 697 systems (As of the end of Déc. '15)

Canada

ONE / VISION: 27
PRIME: 11
Aquilion 64: 67
Aquilion 16: 16

121

U.S.A.

ONE / VISION: 195
PRIME: 273
Aquilion 64: 1,087
Aquilion 16: 1,086

2,641

L.America

ONE / VISION: 18
PRIME: 65
Aquilion 64: 246
Aquilion 16: 624

953

Europe 2,705

ONE / VISION: 183
PRIME: 320
Aquilion 64: 901
Aquilion 16: 1,301

Mid-East & Africa

968 ONE / VISION: 36
PRIME: 72
Aquilion 64: 187
Aquilion 16: 673

China 1,018

ONE / VISION: 119
PRIME: 23
Aquilion 64: 225
Aquilion 16: 651

Japan 5,182

ONE / VISION: 324
PRIME: 411
Aquilion 64: 1,111
Aquilion 16: 3,336

Asia 785

ONE / VISION: 58
PRIME: 77
Aquilion 64: 284
Aquilion 16: 366

Oceania

ONE / VISION: 65
PRIME: 79
Aquilion 64: 88
Aquilion 16: 170

402

- » **Aquilion ONE/VISION : 1025**
- » **Aquilion PRIME : 1331**
- » **Aquilion 64 : 4194**
- » **Aquilion 16 : 8223**

Les Progrès attendus....

DOSE

ARYTHMIES

FONCTIONNEL

CALCIUM / STENT

Produit de Contraste

LE SCANNER VOLUMIQUE DYNAMIQUE




ONE
Aquilion

ONE
Aquilion™
VISION EDITION


64 Rows

57,344 Elements



320 Rows

291,842 Elements



0.5mm x 320

16.0 cm!




**Ultra low dose sans compromis
Résolution spatiale améliorée**



Une nouvelle innovation Toshiba

Forward projected model-based **I**terative **R**econstruction **S**olu**T**ion

FIRST





- » FIRST est une technique de reconstruction de type MBIR (Model Based Iterative Reconstruction) ou Full Itérative
- » Totalement intégré au ^{Sure} Exposure 3D – jusqu'à 82,2% de réduction de dose
- » Améliore la résolution spatiale – pas d'effet plastique
- » Intégrable dans une activité clinique de routine – Temps de reconstruction 3mn
- » Reconstruction en parallèle avec ^{Insta} View et AIDR 3D



Carotid Artery Stent

Courtesy of Prof. Awai, Hiroshima University, Japan

FBP



Carotid Artery Stent

Courtesy of Prof. Awai, Hiroshima University, Japan

FBP




Scan mode	Contrast	Collimation	Pitch	kVp	mAs	Rotation Time (s)	Scan Range (mm)	Dose Reduction	CTDIvol (mGy)	DLP (mGy.cm)	Effective Dose (mSv)	k
Ultra Helical	CE	0.5 mm x 80	Standard	120	SUREExposure	0.5	295	FIRST	16.3	527.1	3.1	0.0059

Pulmonary Disease

Courtesy of Dr. Chen, NIH, US



FBP



Scan mode	Contrast	Collimation	Pitch	kVp	mAs	Rotation Time (s)	Scan Range (mm)	Dose Reduction	CTDvol (mGy)	DLP (mGy.cm)	Effective Dose (mSv)	k
Ultra Helical	-	0.5 mm x 80	Standard	120	SUREExposure 3D	0.5	330	FIRST	1.2	44.2	0.62	0.014

Ultra Low dose Cardiac

Courtesy of Dr. Chen, NIH, US





0.1mSv

Scan mode	Contrast	Collimation	Pitch	kVp	mAs	Rotation Time (s)	Scan Range (mm)	Dose Reduction	CTDIvol (mGy)	DLP (mGy.cm)	Effective Dose (mSv)	k
Volume	CE	0.5 mm x 240	-	80	SUREExposure	0.275	120	FIRST	0.6	6.90	0.1	0.014

FIRST



FIRST allows for low radiation dose of just 0.36 mSv



68 year old man
BMI of 32

CTDlvol	2.0 mGy
DLP	25.6 mGy•cm
Eff Dose	0.36 mSv

TAVI - Arms Down





PUREVision Optics ensures excellent image detail, even with the patient's arms in the scan field

CTDvol 37.2 mGy 4.8 mGy


DLP 483.6 mGy•cm 255.7 mGy•cm

Single Energie Metal Artefact – SEMAR




- » Nouveaux algorithmes qui ne nécessitent qu'une seule acquisition
- » Pas de majoration de la dose
- » Suppression du matériel orthopédique
- » Peut être utilisé rétrospectif
- » Fluoroscopie

Single Energie Metal Artefact Reduction




SEMAR



CTDIvol	5.4 mGy
DLP	74.9 mGy•cm
Eff Dose	1.05 mSv

Single Energie Metal Artefact – SEMAR






CONE
Aquilion™
Cardiac

TOSHIBA
Leading Innovation >>>

Le scanner Volumique dynamique





CNE
Aquilion[®]
VISION EDITION

RT: 137 ms

Le scanner Volumique Isophasique

CNE
Aquilion



- » Résolution temporelle Volumique divisée par 5
- » Respiration libre sans artéfacts si nécessaire
- » Scanner Isophasique

Le scanner Volumique dynamique

Sub mSv in 107 consecutive patients (Chen et al)

- No patient cohort selection
- All heart rates
- Robust CTA scanning
97,2% success rate

Note: This copy is for your personal non-commercial use only. To order presentation-ready copies for distribution to your colleagues or clients, contact us at www.rsna.org/rsnarights.

Submillisievert Median Radiation Dose for Coronary Angiography with a Second-Generation 320-Detector Row CT Scanner in 107 Consecutive Patients¹

Marcus Y. Chen, MD
Sujata M. Shenbhag, MD
Andrew E. Aral, MD

Purpose: To (a) use a new second-generation wide-volume 320-detector row computed tomographic (CT) scanner to explore optimization of radiation exposure in coronary CT angiography in an unselected and consecutive cohort of patients referred for clinical purposes and (b) compare estimated radiation exposure and image quality with that from a cohort of similar patients who underwent imaging with a previous first-generation CT system.

Materials and Methods: The study was approved by the institutional review board, and all subjects provided written consent. Coronary CT angiography was performed in 107 consecutive patients with a new second-generation 320-detector row unit. Estimated radiation exposure and image quality were compared with those from 100 consecutive patients who underwent imaging with a previous first-generation scanner. Effective radiation dose was estimated by multiplying the dose-length product by an effective dose conversion factor of 0.014 mSv/mGy · cm and reported with size-specific dose estimates (SSDEs). Image quality was evaluated by two independent readers.

Results: The mean age of the 107 patients was 55.4 years ± 12.0 (standard deviation); 57 patients (53.3%) were men. The median body mass index was 27.3 kg/m² (range, 18.1–47.2 kg/m²); however, 71 patients (66.4%) were overweight, obese, or morbidly obese. A tube potential of 100 kV was used in 97 patients (90.6%), single-volume acquisition was used in 104 (97.2%), and prospective electrocardiographic gating was used in 106 (99.1%). The mean heart rate was 57.1 beats per minute ± 11.2 (range, 34–96 beats per minute), which enabled single-heartbeat scans in 100 patients (93.4%). The median radiation dose was 0.93 mSv (interquartile range [IQR], 0.58–1.74 mSv) with the second-generation unit and 2.67 mSv (IQR, 1.68–4.00 mSv) with the first-generation unit ($P < .0001$). The median SSDE was 6.0 mGy (IQR, 4.1–10.0 mGy) with the second-generation unit and 13.2 mGy (IQR, 10.2–18.6 mGy) with the first-generation unit ($P < .0001$). Overall, the radiation dose was less than 0.5 mSv for 23 of the 107 CT angiography examinations (21.5%), less than 1 mSv for 58 (54.2%), and less than 4 mSv for 103 (96.3%). All studies were of diagnostic quality, with most having excellent image quality. Three of four image quality indexes were significantly better with the second-generation unit compared with the first-generation unit.


Conclusion: The combination of a gantry rotation time of 275 msec, wide volume coverage, iterative reconstruction, automated exposure control, and larger x-ray power generator of the second-generation CT scanner provides excellent image quality over a wide range of body sizes and heart rates at low radiation doses.

¹From the Advanced Cardiovascular Imaging Laboratory, Cardiology[†] and Pulmonary Branch, National Heart, Lung, and Blood Institute, National Institutes of Health, Bethesda, MD 20892-1061. Received November 25, 2012; revision requested December 5; revision received December 21; accepted December 27; final version accepted December 28. Address correspondence to M.Y.C. (e-mail: marcus.chen@nih.gov).

*RSNA, 2013



Supplemental material: <http://radiology.rsna.org/lookup/suppl/doi:10.1148/radiol.13122621/-/DC1>

Radiology





Forward projected model-based **I**terative **R**econstruction **S**oluTion

- » FIRST est une technique de reconstruction de type **MBIR** (Model Based Iterative Reconstruction) ou Full Itérative
- » Intégrable dans une activité clinique de routine – Temps de reconstruction 3mn
- » Reconstruction en parallèle avec **AIDR 3D**



FIRST

FIRST allows for low radiation dose of just 0.36 mSv






68 year old man
BMI of 32




CTDlvol	2.0 mGy
DLP	25.6 mGy•cm
Eff Dose	0.36 mSv

FIRST : Résolution spatiale

Courtesy of Prof. Awai, Hiroshima University, Japan



Single Energie Metal Artefact Reduction




SEMAR

CTDIvol	5.4 mGy
DLP	74.9 mGy·cm
Eff Dose	1.05 mSv

Le scanner Volumique dynamique



Coronaires, dynamique des parois, fraction d'éjection et fonction cardiaque sur un seul battement en projectif.



Le scanner Volumique dynamique

One Beat CTA/CFA

Atrial Myxoma, 4.0mSv



Le scanner Volumique dynamique

Multi Segment Cardiac

Prospective, automated for higher heart rates.




Multisegment
Scan



RT: 68 ms/2B jusqu'à 27ms/5B



Le scanner Volumique dynamique

CNE
Aquilion



Le scanner Volumique dynamique

Multiple beat, multi-segment reconstruction




145 bpm, RCA

Conradia, Hamburg, Germany


Adaptive Motion Correction

- 46 year old woman
- 90 bpm
- 2 beat scan


Scan Mode	Collimation	kV	mA	Rotation Speed (s)	Range (mm)	Dose Reduction	CTDI (mGy)	DLP (mGy.cm)	Effective Dose (mSv)
Volume	0.5mm x 200	100	SURE Exposure	0.275	100	AIDR 3D	6.9	69.5	0.97 (k=0.014)




Adaptive Motion Correction




Adaptive Motion Correction



Half Reconstruction
135 ms



Segment Reconstruction
68 ms




AMC Reconstruction

Courtesy Dr Chen, NHLBI, National Institutes of Health, USA

Adaptive Motion Correction



Half Reconstruction
135 ms



Segment Reconstruction
68 ms




AMC Reconstruction

Courtesy Dr Chen, NHLBI, National Institutes of Health, USA

Le scanner Volumique dynamique

Détection des arythmies en temps réel





Automated for unstable or higher heart rates
ensuring diagnostic image quality.



Le scanner Volumique dynamique

Atrium fibrillation

CNE
Aquilion





Prospective ECG-gated 320 row detector computed tomography: implications for CT angiography and perfusion imaging

Kakuya Kitagawa · Albert C. Lardo ·
Joao A. C. Lima · Richard T. George

- Prospective gated acquisition
- Full cardiac coverage in 1-rotation
- Lowers radiation and contrast dose
- Improves Image Quality
- For the first time, patients with cardiac arrhythmia's are candidates for cardiac CTA
- Dose 1.7 – 2 mSv (using 100 kV)
- Potential for cardiac perfusion at 5 mSv dose

International Journal of Cardiology

ARTICLE IN PRESS

IJCA-12514; No. of Pages 6


International Journal of Cardiology xxx (2010) xxx-xxx



Contents lists available at ScienceDirect

International Journal of Cardiology

journal homepage: www.elsevier.com/locate/ijcard



Quality of coronary arterial 320-slice computed tomography images in subjects with chronic atrial fibrillation compared with normal sinus rhythm

Masae Uehara ^{a,*}, Nobusada Funabashi ^a, Marehiko Ueda ^a, Taichi Murayama ^a, Hiroyuki Takaoka ^a, Koichi Sawada ^b, Tetsuharu Kasahara ^b, Noriyuki Yanagawa ^b, Issei Komuro ^a

^a Department of Cardiovascular Science and Medicine, Chiba University Graduate School of Medicine, 1-8-1 Inohana, Chuo-ku, Chiba City, Chiba 260-8570, Japan

^b Radiological Department, Chiba University Hospital, 1-8-1 Inohana, Chuo-ku, Chiba City, Chiba 260-8670, Japan

ARTICLE INFO

Article history:

Received 16 October 2009

Accepted 14 February 2010

Available online xxxx

Keywords:

Quality of coronary arterial 320 slice

computed tomography images

Chronic atrial fibrillation

Normal sinus rhythm

ABSTRACT

Purpose: To evaluate coronary arterial image quality on 320-slice CT in subjects with chronic atrial fibrillation (CAF) vs. normal sinus rhythm (NSR).

Materials and methods: In 92 consecutive subjects, 46 each with CAF (male:female ratio 2.54:1.00, age 69.7 ± 9.9 years) and NSR (male:female ratio 1.88:1.00, age 63.7 ± 13.7 years), 320-slice CT (Aquilion-one) was performed with enhanced images reconstructed at 80% of ECG R-to-R intervals. Visualized coronary vessels >1.5 mm diameter in the right coronary artery, left anterior descending (LAD), and circumflex (LCx) distribution were evaluated for length, percentage of length free from motion artifacts, and image quality on a scale ranging from 1 (highest quality) to 5 (lowest quality).

Results: LCx length measurements were significantly greater in subjects with NSR (108.8 ± 27.0 mm) than CAF (96.0 ± 31.4 mm) ($P = 0.049$), whereas percentages of length free from motion artifacts did not differ between the three vascular beds. Image quality was significantly but marginally better overall in NSR than in CAF, as well as for LAD and LCx vascular beds. Mean scores in subjects with CAF and NSR were 1.4 ± 0.7 and 1.3 ± 0.6 in all arteries, 1.4 ± 0.7 and 1.2 ± 0.5 in LAD, and 1.5 ± 0.7 and 1.2 ± 0.5 in LCx, respectively (all $P < 0.001$). Despite this difference in image quality, mean scores for both CAF and NSR were weighted toward the high quality end of the scale.

Conclusion: By 320-slice CT, the overall length of visualized coronary arteries, motion artifact-free length, and image quality using a 5-point scale showed values equal to or slightly lower in CAF than in NSR, but the absolute values were quite acceptable in both groups.

© 2010 Published by Elsevier Ireland Ltd.

1. Introduction

Recently, multislice computed tomography (MSCT) has been developed extensively. The technique has high spatial and temporal resolution, enabling accurate detection of coronary arteries and evaluation of lumens and plaques. Many previous studies have shown that the technique has high sensitivity, specificity, and negative and positive predictive values for detecting significant stenosis in coronary arteries [1–3]. The negative predictive value of greater than 95% is especially useful in excluding significant coronary artery disease in subjects with a low or intermediate pretest probability.

MSCT can also be useful in detecting myocardial damage [4–8] and abnormalities in other cardiac structures [9–13], information which may be clinically quite important. However MSCT does have some technical limitations. There may be difficulty evaluating coronary arteries in subjects who have severe calcification or implanted stents

which causes blooming artifacts. Another problem is that 4 to 64-slice CT is unable to obtain high quality images of coronary arteries in subjects who have arrhythmias such as premature beats and atrial fibrillation. Because such subjects have irregular R-to-R intervals on their electrocardiogram (ECG), during scanning there may be discontinuous coronary artery images on the through plane, referred to as banding artifacts.

Subjects who have premature ventricular beats or CAF by ECG frequently have organic heart disease such as ischemic heart disease and cardiomyopathy. If the MSCT image quality of coronary arteries in subjects with arrhythmias were equivalent to that in subjects with NSR, MSCT would be useful for evaluating organic heart disease as well as or better than magnetic resonance imaging (MRI) and echocardiography. Previous studies of MSCT have shown improvement of coronary artery image quality in subjects with CAF, but it is still difficult to obtain images equivalent to those in subjects with NSR [14–17]. However recently new scanners have been developed which improve upon these limitations. Dual-source CT, with two X-ray tubes and detectors mounted in a 90-degree geometry, has improved temporal resolution. This high temporal resolution may enable detection of significant coronary arterial stenoses even in subjects without stable NSR [18,19].

* Corresponding author. Tel.: +81 43 222 7171x5264.
E-mail address: nobusada@w8.dion.ne.jp (N. Funabashi).



0167-5273/\$ – see front matter © 2010 Published by Elsevier Ireland Ltd.
doi:10.1016/j.ijcard.2010.02.032

Le scanner Volumique dynamique

Wide volume allows large anatomical areas
(greater than 16 cm) to be covered very quickly



Le scanner Volumique dynamique



STITCHING ON

Variable Helical Pitch - vHP



Adaptive Diagnostics
Clinical Solutions



Radiation Dose
Contrast Volume
Workflow amélioré






CONE
Aquilion™
Myocardial Perfusion

TOSHIBA
Leading Innovation >>>

Artéfacts durcissement faisceau X




LES MESURES

Perfusion Index is calculated for each segment

$$\text{Perfusion Index} = \frac{\text{Mean Myocardial AD}}{\text{Mean LV AD}}$$

Base





Transmural Perfusion Ratio (TPR)

- Each layer is divided into 3 rings

Base



- TPR is calculated for each segment.




$$\text{TPR} = \frac{\text{Subendocardial HU (one segment)}}{\text{Subepicardial HU (entire layer)}}$$

*George RT, et al.
Circ Cardiovasc Imaging. 2009

Le scanner Volumique Dynamique

Workflow




Le scanner Volumique Dynamique

- 71 year old male
- Atypical angina


LAD



LCx





RCA




Stenosis in the mid LCx, severe stenosis in the mid RCA

Le scanner Volumique Dynamique



Rotation Speed 0.275s
Dose Reduction AIDR 3D
integrated
Dose 1.93mSv
($k=0.014$)

An area of hypo-attenuation is seen in the infero-lateral wall. The Transmural Perfusion Ratio (TPR) map confirms this.




Etude multicentrique 8 pays 16 Hopitaux 381 patients

- » Evaluation du scanner / coronarographie associée à la scintigraphie
- » Performance diagnostique du scanner 320 barrettes




CORE 320

Amélioration CT scanner + CT perfusion vs CT scanner seul



CT scanner + CT perfusion vs coro + scintigraphie SPECT



- Le scanner de perfusion améliore la capacité diagnostique par comparaison avec le scanner seul
- La combinaison scanner / scanner de perfusion identifie les patients nécessitant une revascularisation
- Etude anatomique et viabilité lors d'un même examen avec une dose totale modérée ($< 5 \text{ mSv}$)

Le scanner Volumique dynamique



European Heart Journal (2012) 33, 67–77
doi:10.1093/eurheartj/ehr268

CLINICAL RESEARCH
Interventional cardiology

Computed tomography stress myocardial perfusion imaging in patients considered for revascularisation a comparason with fractionnal flow reserve

Brian S. Ko^{1,2}, James D. Cameron^{1,2}, Ian T. Meredith^{1,2}, Michael Leung^{1,2},
Paul R. Antonis^{1,2}, Arthur Nasis^{1,2}, Marcus Crossett^{1,3}, Sarah A. Hope¹,
Sam J. Lehman¹, John Troupis^{1,3}, Tony DeFrance^{4,5}, and Sujith K. Seneviratne^{1,2*}

¹Monash Cardiovascular Research Centre Australia ²Departement of Medicine Monash Medical Centre

³Departement of Diagnostic Imaging MMC ⁴Stanford University USA and ⁵CVCTA Education San Francisco

FFR < 0,8 en référence

Identification de 76% des territoires ischémiques


Identification de 84% des territoires non ischémiques

- Défect de perfusion + sténose > 50% spécifique à 98%
- Perfusion normale + lésion < 50% permet d'éliminer une ischémie dans 100% des cas
- Concordance entre les résultats de la FFR et le scanner 320
- Efficacité très élevée quand il y a une concordance entre CTA et CTP pour la mise en évidence ou exclure l'ischémie

CT perfusion salvages non diagnostic CTA for stent assessment


Computed tomography angiography and myocardial computed tomography perfusion in patients with coronary stents: prospective intraindividual comparison with conventional coronary angiography.

Rief M, Zimmermann E, Stenzel F, Martus P, Standl K, Greupner J, Kranz
Department of Radiology, Charité, Berlin, Germany.




TECHNIQUES DE PERFUSION

Imagerie classique au pic d'atténuation attendu



Imagerie de perfusion dynamique: échantillonnage du volume à différents instants post injection



Quantification of coronary flow using dynamic angiography with 320-detector row CT and motion coherence image processing:
Detection of ischemia for intermediate coronary stenosis

Michinobu Nagao ^{a,*}, Yuzo Yamasaki ^b, Takeshi Kamitani ^b, Satoshi Kawanami ^a,
Koji Sagiyama ^b, Torahiko Yamanouchi ^b, Yamato Shimomiya ^c, Tetsuya Matoba ^d,
Yasushi Mukai ^d, Keita Odashiro ^e, Shingo Baba ^b, Yasuhiro Maruoka ^b,
Yoshiyuki Kitamura ^b, Akihiro Nishie ^b, Hiroshi Honda

^a Departments of Molecular Imaging & Diagnosis, Graduate School of Medical Sciences, Kyushu University, Japan


^b Departments of Clinical Radiology, Graduate School of Medical Sciences, Kyushu University, Japan

^c Departments of Medical Technology, Graduate School of Medical Sciences, Kyushu University, Japan

^d Departments of Cardiovascular Medicine, Graduate School of Medical Sciences, Kyushu University, Japan

^e Departments of Medicine and Biosystemic Science, Graduate School of Medical Sciences, Kyushu University, Japan

4,1 mSv








CNE
*Aquilion*TM

Soustraction Coronaires


TOSHIBA
Leading Innovation >>>

ONE Clinic Sure Subtraction





- » ZERO CLICK
- » ZERO ARTEFACTS DE SEGMENTATION
- » RECALAGE ELASTIQUE


ONE Clinic Sure Subtraction




Images Natives



Bone Soustraction




ONE Clinic Sure Subtraction




- » Suppression de l'os , du stent et du calcium
- » Suppression des artéfact en blooming
- » Meilleure visualisation de la lumière

SureSubtraction - Coronaires




Post Contrast CTA




Subtracted

SureSubtraction - Coronaires


Adaptive Diagnostics
Clinical Solutions



Post Contrast CTA



Subtracted



- » Visualisation de la lumière améliorée grâce au recalage élastique



Courtesy Dr Kofoed, Rigshospitalet, Denmark

SureSubtraction - Coronaires

Improved evaluation of calcified segments on coronary CT angiography: a feasibility study of coronary calcium subtraction.


Tanaka R , Yoshioka K , Muranaka K / Klaus Kofoed MD, Andreas Fuchs

Department of Radiology, Iwate Medical University/ Rigshospitalet, Copenhagen, Denmark





- » Réduction de 41,8 % à 12,7% de segment non diagnostique
- » Augmentation de la précision de 15% de la spécificité de 25%
- » Réduction de 20% des faux positifs

SureSubtraction – Coronaires



- » RSNA 2014
- » 99 Patients
- » Coronarographie



Précision/Taille	CTA	DSCTA
3,5 mm	78 %	92 %
3 mm	61 %	90 %
2,5 mm	37 %	88,2 % P=0,0001


DSCTA vs. CTA for stent imaging					
Exam	Sensitivity	Specificity	PPV	NPV	Accuracy
Conventional CTA	48.6%	58.5%	13.9%	81.9%	57.3%
DSCTA	62.9%	91.7%	66.6%	94.7%	88.2%

SureSubtraction - Coronaires

Int J Cardiovasc Imaging
DOI 10.1007/s10554-015-0630-1

Subtraction coronary CT angiography using second-generation 320-detector row CT

Kunihiro Yoshioka · Ryoichi Tanaka · Kenta Muranaka ·
Tadashi Sasaki · Takanori Ueda · Takuya Chiba ·
Kouta Takeda · Tsuyoshi Sugawara



	AUC	95% conf
Conventional CCTA	0.824	0.750–0.899
Subtraction CTCA	0.936	0.889–0.983





Measure	Conventional CCTA	Subtraction CCTA
True positive	30	32
False positive	18	7
True negative	30	41
False negative	4	2
Sensitivity	88.2 %	94.1 %
Specificity	62.5 %	85.4 %
Positive predictive value	62.5 %	82.1 %
Negative predictive value	88.2 %	95.3 %
Accuracy	73.2 %	89.0 %
AUC (95 % CI)	0.824 (0.750–0.899)	0.936 (0.889–0.936)
Inter-observer kappa coefficient	0.932	0.878

Measure	Conventional CCTA	Subtraction CCTA	P value
Image quality			
Score (mean \pm SD)	2.3 \pm 0.8	3.2 \pm 0.6	<0.001
Inter-observer kappa coefficient	0.917	0.850	
Segment percentages			
Diagnostic image quality	56.1 %	91.5 %	0.004
Non-diagnostic image quality	43.9 %	8.5 %	

TAG320 : Transluminal Contrast Attenuation Gradient

Coronaire normale Variation des densités / cm

LAD	LCX	RCA
11 UH	12 UH	5 UH




- » Constant et reproductible grâce aux acquisitions Iso phasiques
- » Mesure tout les 5 mm jusqu'a 2mm diam
- » Mesure des variations de densités/ostium et de part et d'autre de la sténose
- » Dès 20% de sténose diminution de 50 U

TAG320 : Transluminal Contrast Attenuation Gradient

Transluminal Attenuation Gradient in Coronary Computed Tomography Angiography Is a Novel Noninvasive Approach to the Identification of Functionally Significant Coronary Artery Stenosis A Comparison With Fractional Flow Reserve JACC

Vol 61 2013

- » 57 patients 78 coronaires
- » FFR < 0,8
- » Diminution > 15 UH sur 10 mm mesure tout les 5 mm $\theta < 2\text{mm}$



Sensitivity	Specificity	PPV	NPV
77%	74%	67%	86%

TAG320 : Transluminal Contrast Attenuation Gradient

Comparison of Diagnostic Accuracy of Combined Assessment Using Adenosine Stress Computed Tomography Perfusion + Computed Tomography Angiography With Transluminal Attenuation Gradient + Computed Tomography Angiography Against Invasive Fractional Flow Reserve

J Am Coll Cardiol. 2014;63(18):1904-1912. doi:10.1016/j.jacc.2014.02.557


- » 75 patients 127 coronaires
- » FFR < 0,8
- » Diminution > 15 UH sur 10 mm mesure tout les 5 mm ø < 2mm

Tableau 2		Estimations des précisions diagnostiques par vaisseau de la CC, du scanner coronaire (SC), des combinaisons SC+SPM, SC+GAT et SC+SPM+GAT, comparées à la RDF					
		CC>50%	CC>70%	SC	SC+GAT	SC+SPM	SC+SPM+GAT
		n=127	n=127	n=127	n=97	n=123	n=117
Sensibilité, %	61	25	89	73	76	88	
Spécificité, %	88	99	65	97	89	83	
VPP, %	73	92	57	92	78	74	
VPN, %	81	71	92	87	88	93	


	CTA + TAG320	CTA + TCP	CTA+CTP +TAG320
Area Under Curve	0,844	0,845	0,91

FFRct

- » FFR ct basée sur la mécanique des fluides/diamètre/TAG 320 :
WIP



Prise en charge




Caractérisation de la plaque WIP

- » Amélioration de la résolution en contraste (bi – energie..)
- » Meilleure résolution spatiale

Infinix[®] 4DCT


VOIR. DIAGNOSTIQUER. TRAITER.



Interface commune et synchronisation des volumes


Infinix[®] 4DCT

VOIR. DIAGNOSTIQUER. TRAITER.




Infinix[®] 4DCT

VOIR. DIAGNOSTIQUER. TRAITER.




Infinix[®] 4DCT

SURE GUIDANCE




Infinix[®] 4DCT

SURE GUIDANCE




Infinix[®] 4DCT


SURE GUIDANCE



Infinix 4DCT





CT avec injection intra- artérielle



3D CT Fluoroscopie



3D CT Fluoroscopie




- » **Aquilion ONE**
- » **Aquilion PRIME**

3D CT Fluoroscopie



» Scopie Pulsée


- » **NEEDLE POSITIONING** : Meilleure précision dans le positionnement de l'aiguille grâce à la visualisation temps réel des 3 plans MPR en simultanés + plan oblique



MPR and oblique image guidance to confirm needle position

3D CT Fluoroscopie

» Scopie Pulsée



Dose Reduction	AIDR 3D Integrated
Dose	0.34mSv (k=0.014)

Infinix 4DCT




3D CT Fluoroscopie



» NEEDLE TRACKING : Outil de guidage

- » Affichage du plan de la trajectoire
- » Affichage du guide d'angle



Urgences |Polytraumatisés

Recommandations SFR et G4: Accès simplifié au scanner et à la salle d'angiographie

Infinix[®] 4DCT

VOIR. DIAGNOSTIQUER. TRAITER.



Prise en charge complète dans un même lieu

INTERETS ET AVANTAGES EN CARDIOLOGIE ?

- » Augmenter la précision pour les poses de TAVI , TMVR?
- » Ablations cardiaques - Planification
 - Contrôle pendant procédure
- » Prise en charge des douleurs thoraciques atypiques
- » Contrôle per/post angioplastie sous scanner?



TOSHIBA
Leading Innovation >>>

