

Canon

APPAC

6/7/8 Juin 2018
Palais des Congrès de Biarritz



« Imagerie Fonctionnelle et Ultra Haute Résolution en Scanner Cardiaque »

Roger DELEPAULE – Directeur Comptes Stratégiques

Introduction



Projet Canon





CANON MEDICAL SYSTEMS CORPORATION

October 193
140
HQ

7 Founded
Countries
Japan



CANON INC

\$36 Billion
200,000
HQ

Revenue
Employees
Japan

Toshiba Medical Corp

- Year of incorporation **1930**
- **9 800** Employees
- **135** Countries
- **US \$ 4 Billion** Net Sales
- **8% of revenue R&D**
- **1 348** US Patents



2016 – Canon Inc Subsidiary


US \$ 733 millions Net Profit (Q1

Canon Inc

- Year of incorporation **1937**
- **197 000** Employees
- **173** Countries
- **US \$ 29.3 Billion** Net Sales
- **8,6% of revenue R&D**
- **4 124** US Patents



Canon I 32 années leadership R&D (8,6% CA)



DIX PLUS GRANDES ENTREPRISES DÉPOSITAIRES DE BREVETS AUX ÉTATS-UNIS EN 2015*			
Classement global	Classement au Japon	Société	Nbre
1		IBM	7 355
2		Samsung Electronics	5 072
3		Canon	4 134
4		Qualcomm	2 900
5		Google	2 835
6		Toshiba	2 627
7		Sony	2 455
8		LG Electronics	2 242
9		Intel	2 048
10		Microsoft Technology Licensing Llc	1 956

1st

3rd

2nd


among Japanese companies

overall in the U.S.*

Canon + Toshiba Medical
(5482 brevets) *

* By the total number of patents held in 2016 and 2017.

Toshiba Medical Systems constitue le 4eme pilier stratégique du groupe Canon



Assembled 4 new core businesses to make Canon part of
every single image in the future

Orientations Stratégiques



Séquençage génome

NVIDIA AND CANON MEDICAL SYSTEMS PARTNER TO ADVANCE HEALTHCARE

Imaging providers worldwide may soon have access to a single source of AI-powered continuous updates for their existing install bases in the form of a single, virtual supercomputer.

As reported by Healthcare Business Daily News, Canon Medical Systems will leverage NVIDIA's DGX systems to process medical data generated by Canon's in-house medical data management system, Aberto VNA.

[READ ARTICLE](#)

NVIDIA. Canon

NVIDIA, Canon Medical Systems Partner to Accelerate Deep Learning in Healthcare

A composite image featuring a man in a lab coat holding a heart model, overlaid with a digital interface showing a brain and circuit board patterns. Below this is a news snippet from Healthcare Business Daily News about the partnership between NVIDIA and Canon Medical Systems. The snippet includes a small thumbnail image of a medical professional at a computer, the NVIDIA and Canon logos, and a link to read the full article.

Imagerie Précision - IA

Politique investissements-R&D soutenue

Canon

Fysicon
creating medical solutions

Mars. 2018: Acquired leading company in Information systems and physiological information

T2 Biosystems

Sept. 2016: Twenty percent stake to develop innovative diagnostic products to improve patient health

Spartan

March 2015: Strategic investment in genetic diagnostic testing products

Canon
CANON BIOMEDICAL

March 2015: Launched subsidiary for development, manufacturing and marketing activities for life science and molecular diagnostics

VIRTUAL IMAGING
A CANON COMPANY

median
The Imaging Phenomics Company™

June 2011: 15% stake in Median Technologies (France)
2009: Acquired Virtual Imaging to deliver complete medical imaging and healthcare solutions

TOSHIBA MEDICAL

karoshealth
collaboration for life

Media Imaging NI

Olea medical

Nov. 2016 : Acquired leading VNA IT company
Sept. 2016 : Acquired Irish partner and imaging equipment distributor

Oct. 2015: Acquisition for advanced post-processing and image analysis

June 2014: Joint venture with Abex Medical Systems (Malaysia)
March 2013: 70% stake in TI Medical Systems (South Korea)
April 2013: Merge w/ Toshiba Medical Manufacturing
Jan. 2013: Acquired TMST (Turkey)

VITAL
A Toshiba Medical Systems Group Company


April 2013: Acquisition for advanced visualization and imaging informatics

Canon

Canon CT History



Aquilion Precision
UHR CT



CNE
Aquilion
GENESIS Edition

10 ans de développement continu

> Rien ne remplace
l'expérience



ONE
Aquilion

RECALAGE

1st Generation
AIDR
Image Based Iterative
Noise Reduction Algorithm

2nd Generation
AIDR+
Integration into
Exposure 3D settings

3rd Generation
AIDR 3D
Noise reduction in the
raw and image data space



BI-ENERGIE


PERFUSION

DYNAMIC 4D


SOUSTRACTION



CNE
Aquilion
GENESIS Edition




**CALCIUM
STENT**




ONE GENESIS


Single Rotation
64 detector row CT coverage



Single Rotation
160 detector row CT coverage





Single Rotation
320 detector row CT coverage



- > **320 rangées de détecteurs de 0,5 mm, 640 coupes par rotation**
- > **16 cm de couverture en Z, permet de couvrir la plus grande partie des organes en 1 seule rotation**
- > **Transfert Ultra-rapide du signal « Noiseless » à 25Gb/seconde**


CANON l'Inventeur du Mode “Volume One Shot”




Volume One Shot

- > Acquisition Ultra rapide et quasi-instantanée sur un seul battement
- > Aucun déplacement de table
- > Disparition du pitch et de l'overranging (réduction dose)
- > Plusieurs collimations possibles (320x0.5 ; 280x0.5 etc.)

Cardio ONE GENESIS




0,87 mSv



0,37 mSv

Courtesy CHU Toulouse Rangueil, France



Le Coeur en 1 battement

- > Etude des Coronaires – Low Dose – sur un seul battement
- > Temps acquisition total 0,275s
- > Mode prospectif quelque soit la fréquence cardiaque
- > 35cc quantité Produit Contraste
- > 80% Réduction Dose

Sub mSv in 107 consecutive patients (Chen et al)

- No patient cohort selection
- All heart rates
- Robust CTA scanning
97,2% success rate

Note: This copy is for your personal non-commercial use only. To order presentation-ready copies for distribution to your colleagues or clients, contact us at www.rsna.org/rsnarights.



Submillisievert Median Radiation Dose for Coronary Angiography with a Second-Generation 320-Detector Row CT Scanner in 107 Consecutive Patients¹

Marcus Y. Chen, MD
Sujata M. Shanbhag, MD
Andrew E. Arai, MD

Purpose: To (a) use a new second-generation wide-volume 320-detector row computed tomographic (CT) scanner to explore optimization of radiation exposure in coronary CT angiography in an unselected and consecutive cohort of patients referred for clinical purposes and (b) compare estimated radiation exposure and image quality with that from a cohort of similar patients who underwent imaging with a previous first-generation CT system.

Radiology

Cardio ONE GENESIS




CFA/CTA en 1 battement

- > Etude complète du cœur sur un cycle : Coronaire, Fraction éjection, Analyse fonctionnelle avec modulation.
- > Tumeur de l'Atrium

Cardio ONE GENESIS



Arythmie 59 à 111 bpm



Courtesy Mt.Elizabeth Hospital, Singapore



Real time beat control

- > Parfaite gestion des arythmies
- > Contraction prématûre du Ventricule pendant l'acquisition
- > Le ONE GENESIS détecte le battement anormal, il coupe automatiquement les X et va attendre le prochain battement stable.

Cardio ONE GENESIS

A-fib compared to NSR (Uehara et al)

No patient cohort selection

- » 46 patients with Atrium fibrillation
- » 46 patients with Normal Sinus Rhythm
- » High quality: 90.2% vs 95.6%
- » Average quality: 97.9% vs 98.4%

IJCA-12514; No of Pages 6

ARTICLE IN PRESS


International Journal of Cardiology xxx (2010) xxx-xxx

Contents lists available at ScienceDirect

International Journal of Cardiology

journal homepage: www.elsevier.com/locate/ijcard

 ELSEVIER



Quality of coronary arterial 320-slice computed tomography images in subjects with chronic atrial fibrillation compared with normal sinus rhythm

Masae Uehara ^a, Nobusada Funabashi ^{a,*}, Marehiko Ueda ^a, Taichi Murayama ^a, Hiroyuki Takaoka ^a, Koichi Sawada ^b, Tetsuharu Kasahara ^b, Noriyuki Yanagawa ^b, Issei Komuro ^a

^a Department of Cardiovascular Science and Medicine, Chiba University Graduate School of Medicine, 1-8-1 Inohana, Chuo-ku, Chiba City, Chiba 260-8670, Japan

^b Radiological Department, Chiba University Hospital, 1-8-1 Inohana, Chuo-ku, Chiba City, Chiba 260-8670, Japan

ARTICLE INFO

Article history:

Received 16 October 2009

Accepted 14 February 2010

Available online xxxx

Keywords:

Quality of coronary arterial 320 slice

computed tomography images

Chronic atrial fibrillation

Normal sinus rhythm

ABSTRACT

Purpose: To evaluate coronary arterial image quality on 320-slice CT in subjects with chronic atrial fibrillation (CAF) vs. normal sinus rhythm (NSR).

Materials and methods: In 92 consecutive subjects, 46 each with CAF (male:female ratio 2.54:1.00, age 69.7 ± 9.9 years) and NSR (male:female ratio 1.88:1.00, age 63.7 ± 13.7 years), 320-slice CT (Aquilion-one) was performed with enhanced images reconstructed at 80% of ECG R-to-R intervals. Visualized coronary vessels > 1.5 mm diameter in the right coronary artery, left anterior descending (LAD), and circumflex (LCx) distribution were evaluated for length, percentage of length free from motion artifacts, and image quality on a scale ranging from 1 (highest quality) to 5 (lowest quality).

Results: LCx length measurements were significantly greater in subjects with NSR (108.8 ± 27.0 mm) than CAF (96.6 ± 31.4 mm) ($P = 0.049$), whereas percentages of length free from motion artifacts did not differ between the three vascular beds. Image quality, was significantly but marginally better overall in NSR than in CAF, as well as for LAD and LCx vascular beds. Mean scores in subjects with CAF and NSR were 1.4 ± 0.7 and 1.3 ± 0.6 in all arteries, 1.4 ± 0.7 and 1.2 ± 0.5 in LAD, and 1.5 ± 0.7 and 1.2 ± 0.5 in LCx, respectively (all $P < 0.001$). Despite this difference in image quality, mean scores for both CAF and NSR were weighted toward the high quality end of the scale.


Conclusion: By 320-slice CT, the overall length of visualized coronary arteries, motion artifact-free length, and image quality using a 5-point scale showed values equal to or slightly lower in CAF than in NSR, but the absolute values were quite acceptable in both groups.

© 2010 Published by Elsevier Ireland Ltd.

VHP'3



- Acquisition hélicoidale ultra-rapide 3 phases

TAVR Scan
vHP3 Optimal Gating



- **Combine 3 protocoles avec des paramètres d'acquisitions différents en une seule hélice**
- **Adaptation automatique de la vitesse du déplacement de la table**
- **Réduction quantité produit contraste**
- **Jusqu'à 40% réduction dose**
- **Polytraumatisés, Bilan TAVI ,Douleurs thoraciques atypiques, Angio de membres inférieurs**

VHP'3 – Protocole Marfan




Courtesy University Hospital of Paris-Bichat, Pr. Khalil


Canon (DLP : 509.5 mGy.cm CTDIvol : 4.1
mGy)

SEMAR

> Correcteur d'artefact métallique simple
énergie




MBIR : FIRST Integrated



FIRST

FIRST: Forward projected model-based Iterative Reconstruction Solution


- > Première technique de reconstruction MBIR ou “full itératives” utilisable en routine clinique
- > Totalement intégré au Sure Exposure 3D – jusqu'à 84,6% de réduction de dose
- > Améliore la résolution spatiale



Réduction du Bruit / Dose


DLP = 27,3 mGy.cm, 0.38 mSv

FBP





Courtesy of Dr. Chen, NIH, U

Réduction du Bruit / Dose




DLP = 27,3 mGy.cm, 0.38 mSv




Courtesy of Dr. Chen, NIH, U

Artefacts de FBP / Ostéo-Articulaire



Courtesy of Prof. Blum , Nancy University, F



CIA*

Canon




* Option

Case 2

> 80 kV ; 20 ml Contrast ; DLP: 67.7 mgy.cm ; CTDIvol : 4.2 mgy



FIRST



A

CHU N


FIRST



Courtesy University Hospital of Nancy, Pr. Blum



Case 2

➤ 80 kV ; 20 ml Contrast ; DLP: 67.7 mgy.cm ; CTDIvol : 4.2 mgy



Case 2


➤ 80 kV ; 20 ml Contrast ; DLP: 67.7 mgy.cm ; CTDIvol : 4.2 mgy




FIRST




AIDR 3D



FIRST



FIRST



European Journal of Radiology

The feasibility of Forward-projected model-based Iterative Reconstruction SoluTion (FIRST) for coronary 320-row computed tomography angiography: A pilot study

Eriko Maeda ^{a,*}, Nobuo Tomizawa ^b, Shigeaki Kanno ^a, Koichiro Yasaka ^a, Takatoshi Kubo ^a, Kenji Ino ^c, Rumiko Torigoe ^d, Kuni Ohtomo ^a

J Cardiovasc Comput Tomogr. 2017 Jan - Feb;11(1):40-45



FIRST is compared to AIDR3D reconstruction for coronary CTA scanned on Aquilion ONE ViSION Edition. FIRST allowed 28% dose reduction while improving image quality. Despite reduced radiation exposure, blooming artifacts, image sharpness, image noise, and overall image quality were significantly better with FIRST.

Academic Radiology

Improved Estimation of Coronary Plaque and Luminal Attenuation Using a Vendor-specific Model based Iterative Reconstruction Algorithm in Contrast-enhanced CT Coronary Angiography

Yoshinori Funama, Daisuke Utsunomiya, Kenichiro Hirata, Katsuyuki Taguchi, Takeshi Nakaura, Seitaro Oda, Masafumi Kidoh, Hideaki Yuki, Yasuyuki Yamashita


Acad Radiol, 2017, DOI: 10.1016/j.acra.2017.02.006



This phantom and limited patient study showed that FIRST reduces the plaque density and lumen to plaque contrast, therefore improving visualization of coronary plaques in CTA

CORE 320

ANALYSE MORPHOLOGIE




Coronarographie




CT angiographie

Etude multicentrique 8 pays 16 Hopitaux 381 patients

ANALYSE FONCTIONNELLE



Scintigraphie SPECT
Keio Iwate St. Luke's




CT perfusion




- » **Evaluation du scanner / coronarographie associée à la scintigraphie**





CT scanner + CT perfusion vs coro + scintigraphie SPECT



- Le scanner de perfusion améliore la capacité diagnostique par comparaison au scanner seul
- La combinaison scanner / scanner de perfusion identifie les patients nécessitant une revascularisation
- Etude anatomique et viabilité lors d'un même examen avec une dose totale modérée (< 5 mSv)

ESC 2012 - D'après Lima J et al., abstract 3936,

e scanner Volumique dynamique

Eur Radiol. 2017; 27(3): 1114–1124.




Published online 2016 Jun 22. doi: [10.1007/s00330-016-4404-5](https://doi.org/10.1007/s00330-016-4404-5)

PMCID: PMC5306314


PMID: [27334015](https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/27334015/)

Computed tomography myocardial perfusion vs ^{15}O -water positron emission tomography and fractional flow reserve

Michelle C. Williams,¹ Saeed Mirsadraee,² Marc R. Dweck,¹ Nicholas W. Weir,² Alison Fletcher,² Christophe Lucatelli,² Tom MacGillivray,^{1,2} Saroj K. Golay,¹ Nicholas L. Cruden,³ Peter A. Henriksen,³ Neal Uren,³ Graham McKillop,⁴ João A. C. Lima,⁵ John H. Reid,² Edwin J. R. van Beek,^{1,2} Dilip Patel,⁴ and David E. Newby^{1,2}



Imagerie classique au pic d'atténuation attendu



e scanner Volumique dynamique

Radiology. 2018 Feb;286(2):461-470. doi: 10.1148/radiol.2017162447. Epub 2017 Sep 25.

Coronary Artery Disease: Analysis of Diagnostic Performance of CT Perfusion and MR Perfusion Imaging in Comparison with Quantitative Coronary Angiography and SPECT-Multicenter Prospective Trial.

Rief M¹, Chen MY¹, Vavere AL¹, Kendziora B¹, Miller JM¹, Bandettini WP¹, Cox C¹, George RT¹, Lima J¹, Di Carli M¹, Plotkin M¹, Zimmermann E¹, Laule M¹, Schlattmann P¹, Arai AE¹, Dewey M¹.


Radiology. 2017 Jul;284(1):55-65. doi: 10.1148/radiol.2017161565. Epub 2017 Mar 14.

Prognostic Value of Combined CT Angiography and Myocardial Perfusion Imaging versus Invasive Coronary Angiography and Nuclear Stress Perfusion Imaging in the Prediction of Major Adverse Cardiovascular Events: The CORE320 Multicenter Study.


Chen MY¹, Rochitte CE¹, Arbab-Zadeh A¹, Dewey M¹, George RT¹, Miller JM¹, Niinuma H¹, Yoshioka K¹, Kitagawa K¹, Sakuma H¹, Laham R¹, Vavere AL¹, Cerci RJ¹, Mehra VC¹, Nomura C¹, Kofoed KF¹, Jinzaki M¹, Kuribayashi S¹, Scholte AJ¹, Laule M¹, Tan SY¹, Hoe J¹, Paul N¹, Rybicki FJ¹, Brinker JA¹, Arai AE¹, Matheson MB¹, Cox C¹, Clouse ME¹, Di Carli MF¹, Lima JAC¹.

Cardio ONE GENESIS – Perfusion Myocardique 4D

Imagerie classique au pic d'atténuation attendu



Imagerie de perfusion dynamique: échantillonnage du volume à différents instants post injection



Quantification of coronary flow using dynamic angiography with 320-detector row CT and motion coherence image processing:
Detection of ischemia for intermediate coronary stenosis

Michinobu Nagao ^{a,*}, Yuzo Yamasaki ^b, Takeshi Kamitani ^b, Satoshi Kawanami ^a,
Koji Sagiyama ^b, Torahiko Yamanouchi ^b, Yamato Shimomiya ^c, Tetsuya Matoba ^d,
Yasushi Mukai ^d, Keita Odashiro ^e, Shingo Baba ^b, Yasuhiro Maruoka ^b,
Yoshiyuki Kitamura ^b, Akihiro Nishie ^b, Hiroshi Honda ^b


^a Departments of Molecular Imaging & Diagnosis, Graduate School of Medical Sciences, Kyushu University, Japan

^b Departments of Clinical Radiology, Graduate School of Medical Sciences, Kyushu University, Japan


^c Departments of Medical Technology, Graduate School of Medical Sciences, Kyushu University, Japan

^d Departments of Cardiovascular Medicine, Graduate School of Medical Sciences, Kyushu University, Japan

^e Departments of Medicine and Biosystemic Science, Graduate School of Medical Sciences, Kyushu University, Japan



CT-FFR: WIP



- FFR CT calculée sur la déformation de la lumière des coronaires et de l'aorte puis mécanique des fluides

Noninvasive CT-Derived FFR Based on Structural and Fluid Analysis





A Comparison With Invasive FFR for Detection of Functionally Significant Stenosis

- 42 Patients
- FFR invasive en référence
- 30 minutes de calcul en loca


Brian S. Ko, MBBS (HONS), PhD,^a James D. Cameron, MBBS, BE, MD,^a Ravi K. Munnur, MBBS,^a Dennis T.L. Wong, MBBS (HONS), PhD,^a Yasuko Fujisawa, BSci,^b Takuya Sakaguchi, PhD,^b Kenji Hirohata, PhD,^c Jacqui Hislop-Jambrich, PhD,^d Shinichiro Fujimoto, MD, PhD,^e Kazuhisa Takamura, MD, PhD,^e Marcus Crossett, BSc,^{a,f} Michael Leung, MBBS (HONS), PhD,^a Ahilan Kuganesan, BSc,^{a,f} Yuvaraj Malaiapan, MBBS,^a Arthur Nasis, MBBS (HONS), PhD,^a John Troupis, MBBS,^{a,f} Ian T. Meredith, MBBS (HONS), PhD,^a Sujith K. Seneviratne, MBBS^a

From the ^aMonash Cardiovascular Research Centre, MonashHEART, Department of Medicine, Monash Medical Centre, Monash Health, and Monash University, Melbourne, Victoria, Australia; ^bToshiba Medical Systems Corporation, Otawara, Japan; ^cToshiba Corporation, Kawasaki, Japan; ^dToshiba Medical Australia, North Ryde, Australia; ^eDepartment of Cardiovascular Medicine, Juntendo University Graduate School of Medicine, Tokyo, Japan; and the ^fDepartment of Diagnostic Imaging, Monash Medical Centre, Monash Health, Melbourne, Clayton, Victoria, Australia. Drs. Ko and Wong are funded by the National


CT-FFR: WIP




SureSoustraction







SureSoustraction



Sure Soustraction Coronaire



Sure Soustraction Coronaire



Soustraction Coronaire


Etude: 78 patients (47 hommes, 31 femmes), Ca Score > 300 , 174 segments

HR:53±5 bpm, dose (Mask+Contrast): 5.1 ± 2.9 mSv

Ca score **1336** ±1056

Segments non interprétables: ConCTA:42.5% → SubCTA:12%

	ICA		Total
	Stenosis (+)	Stenosis (-)	
Conventional CCTA			
Stenosis (+)	24	10	34
Non-assessable	34	40	74
Stenosis (-)	6	60	66
Total	64	110	174
Subtraction CCTA			
Stenosis (+)	46	15	61
Non-assessable	12	9	21
Stenosis (-)	6	86	92
Total	64	110	174



Sen Spe PPV NPV Acc

ConCTA 90.6% 54.5% 53.7% 90.9% 67.8%

SubCTA 90.6% **78.5%** **70.7%** **93.5%** 82.8%

SureSubtraction

Patiante de 63 ans - Suspicion d'embolie Pulmonaire (35ml Contraste et DLP totale = 155.1 mGy.cm)



Acquisition artérielle





Acquisition sans IV

	Scan Mode	Collimation	Pitch	kVp	mAs	Rotation Time	Scan Range	Dose Reduction	CTDIvol (mGy)	DLP mGy.cm	Effective Dose	K
Pre Contrast	Helical	0.5mm x 80	0.813	100	SUREExposure UltraLow Dose	0.275s	291 mm	AIDR 3D Enhanced	0.70	23	0.32	0.014
Post Contrast	Helical	0.5mm x 80	0.813	100	SUREExposure Quality	0.275s	291 mm	AIDR 3D Enhanced	3.30	112.5	1.57	0.014

SureSubtraction

Patiene de 63 ans - Suspicion d'embolie Pulmonaire (35ml Contraste et DLP totale = 155.1)




Embolie Pulmonaire sous-segmentaire droite

	Scan Mode	Collimation	Pitch	kVp	mAs	Rotation Time	Scan Range	Dose Reduction	CTDIvol (mGy)	DLP mGy.cm	Effective Dose	K
Pre Contrast	Helical	0.5mm x 80	0.813	100	SUREExposure UltraLow Dose	0.275s	291 mm	AIDR 3D Enhanced	0.70	23	0.32	0.014
Post Contrast	Helical	0.5mm x 80	0.813	100	SUREExposure Quality	0.275s	291 mm	AIDR 3D Enhanced	3.30	112.5	1.57	0.014


SureSubtraction

Patiene de 63 ans – Suspicion d’embolie Pulmonaire (35ml Contraste et DLP totale = 155.1)




	Scan Mode	Collimation	Pitch	kVp	mAs	Rotation Time	Scan Range	Dose Reduction	CTDIvol (mGy)	DLP mGy.cm	Effective Dose	K
Pre Contrast	Helical	0.5mm x 80	0.813	100	SUREExposure UltraLow Dose	0.275s	291 mm	AIDR 3D Enhanced	0.70	23	0.32	0.014
Post Contrast	Helical	0.5mm x 80	0.813	100	SUREExposure Quality	0.275s	291 mm	AIDR 3D Enhanced	3.30	112.5	1.57	0.014

SureSubtraction



SURESubtraction vs Bi-Energie



► Signal gain over Dual Energy is in the range 1.5 - 3.4



Courtesy Prof Prokop, UMC Radboud, Nijmegen

Ultra Haute Resolution

AQUILION PRECISION



1/8

Ultra Haute Resolution


AQUILION PRECISION

- 50 lp/cm. 150 Micron
- DéTECTEURS 0.25mm
- 6 focal spots.
- 160 rows.
- +/- 42 mm lat. table movement*.




Ultra Haute Resolution


New Reconstruction Matrix



512
x
512




1024
x
1024



2048
x
2048



Precision | THE POWER OF 0,25mm




Normal




Aquilion Precision

Precision | ONCOLOGIE







Normal



Aquilion Precision



Precision | THE POWER OF 0,25mm

LAD Stenosis







Precision | THE POWER OF 0,25mm

Coronary Stent Restenosis




Precision | THE POWER OF 0,25mm

UHRCT +
full IR




Standard
MDCT



Precision | THE POWER OF 0,25mm



STENT 2,75mm




Conventional CT
(512 matrix)




NR
(512 matrix)




HR
(1024 matrix)





SHR
(1024 matrix)



Photo




Precision | Soustraction plus precise




Precision | RESOLUTION EN CONTRASTE

Accurate CT value measurement: sensitive detection of subtle fat




- MR chemical shift images (left) show presence of fat within the left adrenal adenoma. Note that the signal decreased from in-phase (upper) to opposed-phase (lower). UHRCT scan with 0.25-mm slice thickness & 1024 matrix (center) showed mean CT value of -3.4 HU within the adenoma, accurately suggesting the presence of fat, which was different from UHRCT scan with 0.5-mm thickness & 512 matrix (right) showing the CT value of 11.8 HU, because of its partial volume effect.

Precision | RESOLUTION BAS CONTRASTE




Normal




Aquilion Precision

Precision | Caractérisation de la plaque?



- > Réduction du volume partiel : Précision des mesures des valeurs de densité
- > Amélioration de la résolution spatiale : 150 micron
- > Réduction de l'effet de blooming des hautes densités
- > Imagerie de soustraction? Bi-énergie?





- > **Réduction de la dose / DLR**
- > **Gestion de la base de données UHR, Big Data**

Technologie unique UHR :

- > DéTECTEUR de **0,25 mm x 160**
- > Foyer de **0,4 x 0,5 mm**
- > Nouvelles matrices **1024²** et **2048²**
- > Résolution spatiale **50 pl/cm** – 150 micron


Applications uniques UHR :

- > Imagerie de précision
- > Imagerie de texture
- > Imagerie radiomique, Détection, Caractérisation..
- > FFR-CT


Network

Recon process

Data acquisition




Deep Convolution Neural Network



High Quality Output





AiCE
Integrated Intelligence



Training process

INPUT

Lots of low quality data



TARGET

High quality FIRST data



MERCI DE VOTRE ATTENTION

« *Rien ne remplace l'Expérience* »

AquilionONE
GENESIS Edition

Transforming CT